

Kit radiofrequenza monouso

Il Kit deve avere le seguenti caratteristiche:

- elettrodo termocoppia sterile monouso esclusivo per generatori di radiofrequenza in diverse misure, compatibile con il generatore offerto;
- cannule sterili completamente “eco-riflettenti” (n.2 per ogni Kit) per permettere la visione sotto guida ecografica secondo le linee guida attuali;
- piastra dispersione.

La superficie esterna deve essere liscia per facilitare lo scorrimento della termocoppia.

I Kit mono-paziente devono essere disponibili nelle seguenti misure: circa 50-55mm e 100 mm.

Con il kit deve essere messa a disposizione l'assistenza tecnica specialistica e l'utilizzo del generatore di corrente per radiofrequenza durante le sedute di terapia programmate.

Il generatore di corrente deve poter effettuare sia il trattamento di termolesione in RF ad elevata temperatura (90°) che la RF “pulsata” nelle 2 modalità del tipo di “RF classica pulsata” a 42° circa e di “Pulse Dose” o equivalente.

CND K0299 Dispositivi per elettrochirurgia - altri